

ボールミル架台 AV-1



ボールミル架台 AV-2




- ┌ ボールミルの小型タイプ
- ┌ 電子制御方式でローラー回転数は無段変速、ボリューム可変自由
- ┌ ローラーはソフトゴム使用
- ┌ タイマー標準装備 時間運転が可能です！

■仕 様

型 式	AV-1	AV-2
ローラー回転数	50~650rpm	50~650rpm
ローラーの長さ	130mm	160mm
使用可能ポット	φ 120迄	φ 150迄
タイマー時間	最長 300Hr	
外 寸 法(mm)	W240×D250×200H	W250×D230×200H
電 源	AC 100V	
価 格(外税)	146,000	176,000

株式
会社 **アサヒ理化製作所**

〒262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地3 TEL043-257-9123(代)



ボールミル架台 AV-3

仕様	型式 AV-3
ローラー回転数	50~650rpm
ローラーの長さ	180mm
使用可能ポット	φ180迄
タイマー時間	最長300Hr
外寸法(mm)	W400×D305×H235
電源	AC 100V
価格(外税)	230,000円

- 多機能タイプの小型装置として開発されたボールミル架台
- オプションで回転計やカウンター(積算計)を取り付け可能!
- 磁製ポットも最大φ180までの搭載可能

本カタログに記載しております(価額には消費税は含まれていません。
本カタログに表示の価格・使用・型式などは予告なく変更することがあります。
弊社からの販売は日本国内での使用を目的としたお客様に限りです。


選べる二つのオプション

■回転計.....価格48,000円

使用ポットの大きさに合わせて回転計をセットできるのでポットの実回転数がわかります。
最大10000回転まで設定可能です。

■カウンター(積算計).....価格48,000円

使用ポットの回転数の合計が表示されます。
最大カウント数は999,999回までの測定が可能です。



代理店